

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
Resinsement

Si farvel til
en komplisert
hverdag.



To som klarer alt.

3M™ RelyX™ Universal resinsement fungerer både som selvbondende sement på egenhånd og som adhesiv sement i kombinasjon med **3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv**.

Sammen fjerner de strevet og forvirringen med flere forskjellige resinsementer, primere og adhesiver, **og gjør arbeidsflyten for direkte og indirekte behandling enklere**. Med færre produkter det er nødvendig å ha på lager og fylle opp, sparer du både plass, tid og penger.

Så enkelt og allikevel sterkt.

- To komponenter for nær sagt alle indirekte og direkte bonding indikasjoner
- Unik selvbondende adhesjon av RelyX Universal resinsement
- Scotchbond Universal Plus adhesiv forbedrer ytterligere bindingsstyrken til alle overflater
- Unik 3M automix sprøyte
- Hurtig og enkel fjerning av overskudd
- Høy estetikk



Revolusjonerende sprøyte.

Et egenutviklet 3M-design tar automix sementapplikasjoner til det neste nivået. Utviklet med tanke på dine behov for enkel dispensering, rengjøring og oppbevaring. Den lille, økonomiske sprøyten med 3,4 g inneholder tilstrekkelig materiale til rundt 15 applikasjoner.

Hurtig og enkel fjerning av overskudd.

Effektivt til siste trinn. Den unike kjemiske sammensetningen sikrer at overskudd blir på preparasjonsgrensen, og kan enkelt fjernes etter spotbelysning.



Selvherdende sementering av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerende fullkontur zirconia bro; bilde av Dr. Jan Gueth, Tyskland

Mindre lagring, mer sparing

95%

av tannleger var enige i at egenskapene til RelyX Universal resin sement bidrar til å **reducere lagerplass og spare kostnader**.

Enklere for brukere

97%

av tannleger var enig i at å bruke en universal i stedet for flere resinsementer er **enklere for brukerne**.

“Utmerket, hygienisk dispensersystem med lite avfall.”

M.W., Storbritannia***

80% mindre svinn av sement* med Micro blandespisser

Mer hygienisk.***
Selvlukkende for oppbevaring uten den brukte blandespissen.

Tynn, lang forlengelsesspiss for enkel applisering i rotkanalen



“Enkel håndtering, få komponenter og derfor mindre risiko for feil.”

J.L., Tyskland***

Mer ergonomisk utforming med

50% mindre plastavfall*

Den sterke partneren for adhesive sementeringer.


3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv er den første radiopaque, alt-i-ett universaladhesivet for alle direkte og indirekte bonding indikasjoner. Og, det er et komplett system: adhesivet herdes av sementen, og det er ikke nødvendig med lysherdning.

Scotchbond Universal Plus adhesiv fungerer som en universal primer for alle materialer inkludert glasskeramikk, og forbedrer sementens utmerkede selvbondende egenskaper til f.eks. zirconia.




Uovertruffen selvbondende adhesjon for maksimal effektivitet.

Med sin enestående selvbondende bindingsstyrke til dentin, kan RelyX Universal resinsement brukes til de fleste tilfeller uten behov for ekstra adhesiv eller primer. For lys- eller selvherding.



Shear bond strength (MPa) til dentin etter kunstig aldring
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019



Shear bond strength (MPa) til zirconia.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020



Nær sagt ingen post-operativ sensitivitet

99% av tannleger rapporterte at RelyX Universal resin sement viser nær sagt ingen post-operativ sensitivitet***

